

Tabelle 1: Liste kompatibler Lösungsmittel für die MS-Analytik

Solvens	ESI	MALDI	EI
Acetonitril	●	●	●
Wasser (<80%!)	●	●	●
Methanol	●	●	●
Isopropanol	●	●	●
Tetrahydrofuran	●	●	●
Aceton	●	●	●
Chloroform	●	●	●
Dichlormethan	●	●	●
Toluol	●	●	●
Cyclohexan	●	●	●
DMSO	●	●	●
DMF	●	●	●
Pyridin	●	●	●

Legende:

- - Kompatibel
- - Eingeschränkt möglich, z.B. bei ESI und MALDI in Mischung mit Acetonitril
- - nicht kompatibel zur Methode

**Allgemeiner Hinweis: In DMSO, DMF und Pyridin gelöste Proben werden nicht gemessen! Bitte Entfernen Sie diese Lösungsmittel vor der Probenabgabe.**